

Диагностический инструментарий для инновационных площадок с темой инновационной деятельности:

- «Организация центров активности в ДОО: современная модультека для детей с ограниченными возможностями здоровья»

Инструментарий оценки эффективности инновационной деятельности на основе многомерной диагностики интеллектуального развития ребенка (для детей с ОВЗ)

1. Субтест «Будь внимателен»
 2. Субтест «Недостающие детали»
 3. Субтест «Лабиринты»
 4. Адаптированная проба О.М.Дьяченко «Художник»
 5. Методика идентификации базовых эмоций Т.В. Савенковой
 6. Методика наблюдения за совместной деятельностью Т.В. Савенковой
- Стимульный материал для субтеста «Будь внимателен»
- Стимульный материал для адаптированной пробы О.М. Дьяченко «Художник»

1. Субтест «Будь внимателен»

Ребенку предлагается бланк с кольцами (приложение 1) в сопровождении следующей инструкции:

«Сейчас мы с тобой поиграем в игру, которая называется "Будь внимателен и работай как можно быстрее"». Далее ребенку показывается бланк с кольцами Ландольта и объясняется, что он должен, внимательно просматривая кольца по рядам, находить среди них такие, в которых имеется разрыв, расположенный в строго определенном месте (его определяет ведущий, например, сверху), и зачеркивать их.